

# 歯ブラシ殺菌乾燥保管庫

クリアブラシ

Clear brush

歯ブラシをいつも清潔に  
紫外線・遠赤外線熱風で

殺菌

乾燥

## 歯ブラシには細菌がいっぱい！

使用中の歯ブラシには10種類以上の有害な細菌の生息が確認されています。

歯ブラシを使用した後に水洗・乾燥保存した程度では歯ブラシに細菌が付着し接触感染がおきます。

## 毎日使う歯ブラシの衛生管理に！

う蝕の原因となる細菌ミュータンスレンサ球菌及び歯周病菌、風ウイルスや真菌（カンジタ症）が歯ブラシから検出され、家族間の感染や幼児や老人の集合施設において感染を引き起こす原因となります。



Clear brush  
CB-100