

# 哺乳びん殺菌乾燥保管庫 Clear Baby Bottle

紫外線・遠赤外線熱風で **殺菌**・**乾燥**

新生児・乳児を感染症から守ります

哺乳びんの衛生管理に！

熱湯消毒後の哺乳びんを自然乾燥させ戸棚に保管する状態では、ハエによるO-157菌の感染やMRSA、そしてサルモネラ菌等の食中毒の原因菌が付着した場合、免疫力の弱い乳児への感染の危険がはいぱいです。

クリアベビーボトルはこれらの問題をすべて解決します。哺乳びんの洗浄後ラックの中へ入れ、スタートボタンを押すだけで殺菌・乾燥が完了し消毒された状態を24時間以上保持します。



**煮沸・薬剤消毒の必要は  
全くありません**

写真はCBB-2400 24本用  
※9本・15本用もあります

使用した哺乳ビン・乳首・キャップ類を流水等（乳脂肪分を取り除く）で洗浄後、ビンの入り口を下に向けラックに収納、乳首・キャップ類を別ラックに収納後スタートボタンを押して完了です。